

Glasgefäss Typ GF 26 2

Vorlaufgefässe für Abfüllmaschinen

HOTSPOTS

- sterilisierbar
- für IR-Detektor AF 26
- Absorptionsfläche aussen
- 2 Auslauf-Olive $\varnothing$ 6/10 mm
- 1 Einlauf-Olive $\varnothing$ 8/12 mm
- 2 Belüftungs-Oliven $\varnothing$ 6/10 mm

GF 26 el. opt.

Artikel-Nr.: 04.40.29.005 (komplett)

Bestehend aus Positionen:

1. Fühlerspitze eingeschmolzen
Art.Nr.: 04.40.29.024
2. Absorptionsfläche schwarz aussen
3. Einlauf-Schlaucholive $\varnothing$ 8/12 mm
4. Auslauf-Schlaucholive $\varnothing$ 6/10 mm
5. Belüftung-Schlaucholive $\varnothing$ 6/10 mm

Einsatz:

Vorlaufgefässe für Abfüllanlagen; Niveauekontrollsystem AS 88

Material

Schott Duran 50 Glas

Temperaturbereich:

–20 bis +80 °C Medium

Volumen:

Gesamt-Vol. 1000 ml / Arbeits-Vol. 450 – max 600 ml

Anschluss:

AF 26 IR-Detektor AS88

Schlauchanschluss:

Silikonschlauch LW 10 x 15 Wandstärke 2.5 mm; 55 - 60 Shore A

Silikonschlauch LW 8 x 12 Wandstärke 2 mm; 55 - 60 Shore A

